



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

KITS CHIRURGICAUX PERSONNALISÉS
PRODUITS STÉRILES - PLATEAUX TECHNIQUES

SUTURES


PROTECTION JETABLE
GANTS D'EXAMEN & DE CHIRURGIE
STÉRILISATION
EQUIPEMENT BLOC SUR MESURE



« Ayant pour ambition de parfaire l'acte chirurgical, Néohm a conçu exclusivement pour la chirurgie dentaire – implantaire – greffe osseuse & mucogingivale, une gamme complète de sutures avec des matériaux différents pouvant répondre à toute indication clinique et exigence technique de la part du praticien. »

Cédric Vigo - Président Néohm

Un design de l'aiguille optimisé



La forme de l'aiguille, triangulaire en reverse-cutting en acier inoxydable, permet grâce à son affûtage optimisé une pénétration aisée dans les lambeaux sans traumatiser les tissus.

Plusieurs matériaux de fil

Il appartient au praticien de sélectionner le fil le plus approprié à son indication clinique, au profil de sa chirurgie et à sa philosophie de travail afin d'optimiser la qualité de sa cicatrisation. Il pourra choisir entre :

- un **MONOFILAMENT RÉSORBABLE** (Monofast / Monosorb) idéal pour la gestion des tissus mous, la greffe et les chirurgies classiques ; la cicatrisation est optimisée car la plaque dentaire est limitée,
- un **MONOFILAMENT NON-RÉSORBABLE** (Polypropylène / Nylon / PTFE) pour vos interventions en muco-gingivale et autres greffes ou reconstructions,
- un **MULTIFILAMENT RÉSORBABLE** en Polyglycolique acide couvert d'un enduit biologiquement conforme : (Polycaprolactone) et le stéarate de calcium,
- un **MULTIFILAMENT NON-RÉSORBABLE** en Soie.

Monofast - résorbable rapide



90 - 120j



violet



résistant



lisse



x12

75 cm

Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
1/2 cercle - 13mm	6/0	DM26PC	86,10€	80,00€	74,50€
1/2 cercle - 16mm	5/0	DM29PC	80,70€	74,60€	71,70€
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM19PC	84,20€	76,60€	71,30€
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM13PC	64,60€	60,80€	56,10€
	4/0	DM03PC	69,90€	64,10€	60,60€
	5/0	DM01PC	68,20€	62,50€	58,00€
3/8 cercle - 19mm	6/0	DM18PC	74,90€	69,30€	63,70€
	3/0	DM17PC	64,00€	60,20€	55,40€
	4/0	DM16PC	67,50€	61,70€	58,20€
	5/0	DM14PC	67,60€	61,90€	57,30€



Dr. Gary FINELE - Dental7Paris

Les sutures Monofast monofilament résorbables allient simplicité d'utilisation pour le praticien et confort pour le patient dans quasiment toutes les situations cliniques. Je ne les utilisais initialement que pour des indications précises m'affranchissant de déposer de fils hasardeuses. Je dois dire que je les utilise depuis 2021 dans ma pratique quotidienne dans presque toutes les situations cliniques du 5/0 et 6/0 en Monofast et 7/0 en Monosorb ; une belle découverte !



Dr. Patrice MARGOSSIAN - Smile Concept

Les sutures sont loin d'être un point de détail en chirurgie. L'objectif est de maintenir la stabilité des tissus durant les premiers jours post-opératoires. Les propriétés physico-chimiques du fil Monofast, notamment son élasticité, en font un produit de référence.



Dr. Pierre KELLER - Pk-Formations

J'utilise la suture Monofast 6/0 lors des plasties vestibulaires de Kazanjian. Le caractère résorbable de cette suture est essentiel pour cette technique d'approfondissement vestibulaire. La taille et le format de l'aiguille permettent de suturer le plan profond avec facilité. Enfin, la rigidité de l'aiguille garantit l'ancrage périoste dans le fond du vestibule. Je suis ravi de l'utilisation de cette suture dans cette indication mais aussi dans toutes mes chirurgies muco-gingivales.

Monosorb - résorbable



180 - 210 j



violet



résistant




lisse



x12

75 cm


Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 8mm	7/0	DM21PD	103,50€	95,80€	88,40€
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM18PD	90,40€	83,30€	76,90€
	7/0	DM19PD	98,70€	91,90€	84,40€
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM10PD	72,40€	67,90€	63,30€
	4/0	DM14PD	73,90€	68,40€	63,80€
	5/0	DM01PD	75,80€	70,40€	64,80€
3/8 cercle - 19mm	6/0	DM15PD	81,00€	74,60€	69,10€
	3/0	DM16PD	67,70€	63,00€	58,40€
	4/0	DM17PD	71,70€	67,20€	62,60€
	5/0	DM11PD	73,80€	68,30€	63,80€



Dr. Frédéric CHAMIEH

En chirurgie muco-gingivale péri-implantaire, le fil Monosorb 7.0 est un atout majeur tant par la capacité de pénétration tissulaire de l'aiguille qui permet de suturer des tissus extrêmement fins que par la résistance à la rupture qui autorise une traction tissulaire lorsque celle-ci est nécessaire.

La résorption de ce fil est respectueuse des tissus en voie de cicatrisation et a l'avantage de ne pas retenir de plaque bactérienne.



Drs. Romain CHALEIL et Aurélien THOLLOT
CTC Formations

Les sutures sur membranes durant les régénérations osseuses guidées peuvent avoir divers objectifs :

- Stabiliser un tissu conjonctif à une membrane résorbable pour optimiser son positionnement et minimiser le nombre d'interventions.
- Suture une membrane armée PTFE sur elle-même pour modeler la ROG et éliminer des zones irritables au contact des muqueuses sous le lambeau vestibulaire.

Dans ces situations où les fils seront enfouis, la réaction inflammatoire minimale lors de la résorption des fil 7/0 nous offre une qualité optimale de cicatrisation.

La solidité du fil Monosorb 7/0 et la finesse de l'aiguille permettent de réaliser ces gestes sereinement sans dilacerer les membranes.



Dr. Romain DOLIVEUX
Doliveux Regeneration Academy

La fermeture d'une perforation de la membrane sinusienne lors de la réalisation d'un sinuslift est incontournable.

La méthode de choix est la suture. Etant donné la finesse du tissu, celle-ci ne peut être réalisée qu'avec un fil de diamètre réduit, résorbable et une aiguille adaptée.



Le Monosorb 7.0 monté d'une aiguille 3/8 de 8mm de qualité est parfaitement adapté à ce geste fin et délicat.

Nylon - non résorbable



Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM22PA	77,80€	72,60€	67,00€
	3/0	DM03PA	64,00€	59,10€	55,40€
3/8 cercle - 16mm	4/0	DM02PA	56,90€	53,00€	49,30€
	5/0	DM11PA	61,10€	57,40€	52,60€
	6/0	DM23PA	64,60€	60,00€	56,50€
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM06PA	53,50€	50,50€	46,70€
	4/0	DM05PA	54,70€	50,70€	48,10€
	5/0	DM24PA	56,80€	52,90€	49,20€

Polypropylène - non résorbable



Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
1/2 cercle - 13mm	6/0	DM25PP	80,70€	74,60€	71,70€
3/8 cercle - 13mm	5/0	DM19PP	78,60€	72,50€	69,40€
	6/0	DM18PP	80,10€	74,80€	69,30€
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM14PP	56,90€	52,80€	50,20€
	4/0	DM13PP	59,10€	55,20€	51,50€
	5/0	DM12PP	64,50€	60,70€	56,00€
	6/0	DM15PP	68,90€	64,20€	60,70€
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM07PP	54,90€	51,80€	48,10€
	4/0	DM16PP	57,10€	53,00€	50,50€
	5/0	DM17PP	61,40€	57,40€	53,80€



Dr. Antoine POPELUT - Odontia

J'utilise le Monofilament polypropylène 6/0 dans la chirurgie plastique parodontale. La résistance à la traction, le maintien tissulaire et l'absence d'inflammation garantissent une cicatrisation optimale.

Dans le cas d'une chirurgie par tunnelisation, des points doubles suspendus sont réalisés afin d'assurer une traction coronaire et un maintien du greffon. La cicatrisation à 9 mois met en évidence le recouvrement et l'épaississement gingival garantissant une stabilité au long cours.




Drs. Sébastien PISCITELLO et Mathieu GIUSTI - ARSO Formation

Le polypropylène 6/0 est incontournable dans notre pratique quotidienne en chirurgie plastique parodontale additive, soustractive ou combinée.

La forme, la résistance, et la pénétration de l'aiguille 13mm 3/8, combinées à une incroyable glissance du fil, font que cette suture ne traumatise absolument pas les tissus lors de son utilisation et assure une excellente tenue du nœud durant toute la phase de cicatrisation.




Elle est remarquable par sa biocompatibilité exceptionnelle qui n'engendre aucune inflammation, en post opératoire immédiat mais également sur le long terme, assurant ainsi une cicatrisation optimale, et sans douleur pour le patient.

PTFE Néoflon - non résorbable




Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte
	Section	Réf. produit	
3/8 cercle - 13mm	5/0	N5DM135512S	151,90€
	6/0	N6DM135512S	
3/8 cercle - 16mm	3/0	N3DM165512S	151,90€
	4/0	N4DM165512S	
	5/0	N5DM165512S	
	6/0	N6DM165512S	
3/8 cercle - 19mm	3/0	N3DM195512S	151,90€
	4/0	N4DM195512S	
	5/0	N5DM195512S	

PGA Rapid - résorbable rapide





Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 13mm	6/0	DM17PR	96,70€	92,40€	89,80€
	3/0	DM02PR			
	4/0	DM01PR			
3/8 cercle - 16mm	5/0	DM06PR	96,70€	92,40€	89,80€
	6/0	DM15PR			
	3/0	DM07PR			
3/8 cercle - 19mm	4/0	DM08PR	96,70€	92,40€	89,80€
	5/0	DM09PR			

Dr. Carole LECONTE - Letia




J'ai choisi la suture PGA en résorption rapide en 5/0 car elle est universelle, elle allie à la fois la résistance mécanique et une excellente préservation des tissus avec un caractère absolu non traumatique pendant son utilisation et pendant les jours qui suivent permettant une cicatrisation optimale et une stabilité des sutures pendant la période cruciale des sept premiers jours. Son délai de résorption de 15 jours nous permet d'avoir un contrôle sans avoir à déposer les points, améliorant le confort et la sérénité des patients. L'absence d'inflammation, le caractère quasi invisible et la facilité de mise en tension sont des éléments décisifs qui font de cette suture mon choix systématisé.

PGA II - résorbable



Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM12PG2			
	4/0	DM13PG2	81,50€	79,20€	77,10€
	5/0	DM14PG2			
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM15PG2			
	4/0	DM16PG2	81,50€	79,20€	77,10€
	5/0	DM17PG2			

Soie - non résorbable



Aiguille	Fil		Tarifs TTC / boîte		
	Section	Réf. produit	3 boîtes	5 boîtes	10 boîtes
3/8 cercle - 16mm	3/0	DM06JE			
	4/0	DM07JE	62,90€	59,00€	56,50€
	5/0	DM08JE			
3/8 cercle - 19mm	3/0	DM09JE			
	4/0	DM10JE	62,90€	59,00€	56,50€
	5/0	DM11JE			

Notre gamme de sutures

Conforme à l'annexe II section 4 de la directive 93/42 CEE

LÉGENDE



Design de l'aiguille optimisé triangulaire reverse-cutting en acier inoxydable

Etiquettes de traçabilité

Emballage facilité

Conditionnement 12 pièces

Monofilament

Multifilaments

Longueur de fil 55 - 75 cm

Temps de résorption totale dans les tissus

Surface Lisse, flexible, élastique

Glissement dans les tissus

Tension Résistance

Les sutures Néohm sont des Dispositifs Médicaux conformes à la Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 ainsi qu'à la modification de la Directive 2007/47/EC du 5 septembre 2007.



Des sutures conçues
en Europe



Un emballage
facilité



Une étiquette de traçabilité
autocollante



8 rue d'Ouessant
75015 PARIS - France

Tel : 01 55 30 06 98
E-mail : serviceclients@neohm.fr

neohm.fr